


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sirt6 Pour Wb Et Elisa - Q8N6T7

Numéro d'article: CM0028895



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SIRT6, une désacylase dépendante du NAD impliquée dans la réparation de l'ADN, le métabolisme et le vieillissement. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit croisée avec SIRT6 humain et murin.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIRT6 Lapin pAb
Remarques/Alias	Sir2I6; mSIRT6; 2810449N18Rik; SIRT6
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	51548
GeneID (Souris)	50721
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-294 de la SIRT6 de souris (NP_001156902.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N6T7
Poids moléculaire	36 kDa / 39 kDa
Expédition	Sac de glace