

Anticorps Polyclonal Lapin Skap2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075563

Numéro d'article: CM0025774



Introduction

Anticorps polyclonal lapin SKAP2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris, le rat. Cible la phosphoprotéine 2 associée à la kinase Src impliquée dans l'adhésion des lymphocytes B et la signalisation src.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKAP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRAP; RA70; SAPS; SCAP2; SKAP55R; SKAP-HOM; SKAP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8935
GeneID	8935
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la protéine SKAP2 humaine (NP_003921.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075563
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace