

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Skp1 Pour Wb Et Elisa - P63208

Numéro d'article: CM0020992



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SKP1 (pAb) validé pour WB et ELISA. Détecte SKP1 humain et murin, un composant central de la ligase d'ubiquitine SCF (19 kDa). Convient aux recherches sur le cycle cellulaire, la transduction des signaux et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SKP1 pAb de lapin
Remarques/Alias	OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6500
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 de SKP1 humain (NP_733779.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P63208
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant