


Ac Pab Lapin Slc22A3/Oct3 Pour Wb, Elisa - 075751

Numéro d'article: CM0019450



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SLC22A3/OCT3 (EMT) humain pour WB et ELISA, réagit croisé avec la souris. Idéal pour l'exploration du transport de cations organiques, de la neurotransmission et du transport de polyamines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac pAb Lapin SLC22A3/OCT3
Remarques/Alias	EMT; EMTH; OCT3; SLC22A3/OCT3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6581
ID de gène	6581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 289-349 du SLC22A3/OCT3 humain (NP_068812.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	075751
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace