

Slc22A4 Pab De Lapin - Q9H015

Numéro d'article: CM0013768

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLC22A4 validé pour la WB et l'ELISA. Détecte la protéine SLC22A4/transporteur de l'ergothionéine (OCTN1) humaine, murine et de rat. Idéal pour les recherches sur les transporteurs et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SLC22A4 pAb de lapin
Remarques/alias	OCTN1 ; DFNB60 ; SLC22A4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6583
GeneID	6583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-141 de la protéine SLC22A4 humaine (NP_003050.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9H015
Poids de la protéine	62 kDa
Expédition	Sac de glace