

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slc25A13 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ujs0

Numéro d'article: CM0025002



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'humain SLC25A13 (citrine), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour les études sur les transporteurs mitochondriaux et la recherche sur les maladies hépatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SLC25A13
Remarques/Alias	CTLN2 ; NICCD ; CITRINE ; ARALAR2 ; SLC25A13
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10165
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'humain SLC25A13 (NP_001153682.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UJS0
Poids protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace