

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Slco1B1 - Q9Y6L6

Numéro d'article: CM0024501



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SLCO1B1 validé pour WB et ELISA. Cible le transporteur d'anions organiques humain SLCO1B1 (OATP-C), essentiel à l'absorption et à la clairance hépatique des médicaments. Idéal pour les études sur les transporteurs hépatiques et la recherche sur les interactions médicamenteuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-SLCO1B1
Remarques/Alias	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10599
ID de gène	10599
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 597-691 du SLCO1B1 humain (NP_006437.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y6L6
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace