


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Smac/Diablo Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Numéro d'article: CM0007147



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Smac/Diablo (Q9NR28) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Cible la protéine Diablo (27 kDa) humaine, murine et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la voie des IAP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Smac/Diablo
Remarques/Alias	SMAC ; DFNA64 ; Smac/Diablo
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	56616
Identifiant du gène	56616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-239 de Smac/Diablo humain (NP_063940.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR28
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace