


Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Smac/Diablo Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nr28

Numéro d'article: CM0010538



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant contre Smac/Diablo (SMAC) humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Smac/Diablo mAb de lapin
Remarques / Alias	SMAC; DFNA64; Smac/Diablo
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	56616
ID du gène	56616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-239 de Smac/Diablo humain (NP_063940.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR28
Poids de la protéine	27kDa/21kDa/22kDa
Expédition	Sac de glace