


Smad2 Anticorps Polyclonal De Lapin - Q15796

Numéro d'article: CM0017119



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin spécifique de Smad2 humain, adapté à la WB, à l'IHC-P et à l'ELISA. Réagit également avec la souris. Validé pour la recherche dans le cadre des études sur la signalisation TGF-bêta et le cancer colorectal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Smad2 anticorps polyclonal de lapin
Remarques/alias	JV18, LDS6, CHTD8, MADH2, MADR2, JV18-1, hMAD-2, hSMAD2, Smad2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	4087
GeneID	4087
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175-270 de Smad2 humain (NP_005892.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q15796
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac réfrigérant