


Anticorps Monoclonal Lapin Smad5 Pour Wb, Ip, Elisa - Q99717

Numéro d'article: CM0003703



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Smad5 pour WB, IP, ELISA. Reconnaît le Smad5 humain et souris. Smad5 est un médiateur transcriptionnel dans la signalisation BMP, critique pour le développement embryonnaire et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Smad5 mAc Lapin
Remarques/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; Smad5
Espèce	Humain
GeneID	4090
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 du Smad5 humain (Q99717).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99717
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace