


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smc2 Pour Wb Et Elisa - O95347

Numéro d'article: CM0019710



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SMC2 validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine SMC2 humaine et murine, un composant de la condensine essentiel à la condensation des chromosomes mitotiques. Idéal pour les études du cycle cellulaire et de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMC2 Rabbit pAb
Remarques/alias	CAPE ; CAP-E ; SMC-2 ; SMC2L1 ; SMC2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10592
GeneID	10592
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	O95347
Poids moléculaire de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace