


Smc4 Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - Q9Ntj3

Numéro d'article: CM0017311



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SMC4 pour WB et ELISA, ciblant le SMC4 humain (CAP-C, SMC4L1) central dans la condensation des chromosomes. Uniprot Q9NTJ3, masse moléculaire prédite 147kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMC4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10051
GeneID	10051
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SMC4 humain (NP_001275682.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NTJ3
Poids de la protéine	147kDa
Expédition	Sac de glace