


## Smg5 Lapin Pab - Q9Upr3

Numéro d'article: CM0021875



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMG5 humain, validé pour le Western Blot et l'ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la dégradation de l'ARNm médiée par les codons non-sens et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SMG5 Lapin pAb                                                                                                                                |
| Remarques/Alias      | EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1; SMG5                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 23381                                                                                                                                         |
| GeneID               | 23381                                                                                                                                         |
| Immunogène           | Peptide synthétique (un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 950-1016 de SMG5 humain (NP_056142.2)) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée   | Souris, Rat                                                                                                                                   |
| SWISS                | Q9UPR3                                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 114kDa                                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                  |