


Smn2 Lapin Pab - Q16637

Numéro d'article: CM0023116



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMN2 (protéine du motoneurone de survie), validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier l'assemblage des snRNP et l'épissage dans la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMNC ; BCD541 ; GEMIN1 ; TDRD16B ; C-BCD541 ; SMN2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6607
ID du gène	6607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-197 de SMN2 humain (NP_059107.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16637
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace