


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smndc1 Pour Wb, Elisa - 075940

Numéro d'article: CM0014817



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SMNDC1 validé pour le Western blotting et l'ELISA, détectant la protéine SMNDC1 humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage et les études de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	SMNDC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMNR; SPF30; TDRD16C; SMNDC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10285
GeneID	10285
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-238 de SMNDC1 humain (NP_005862.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75940
Poids de la Protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace