

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Smpd4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxe4

Numéro d'article: CM0013077

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-SMPD4 ciblant SMPD4 humain (SKNY, nSMase-3). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des sphingolipides et l'homéostasie membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin pAb anti-SMPD4
Remarques/Alias	SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-800 de SMPD4 humain (NP_060421.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NXE4
Poids moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace