

Smyd1 Pab De Lapin - Q8Nb12

Numéro d'article: CM0024944

Introduction

SMYD1 pAb de lapin (WB, ELISA) détecte le SMYD1 humain, de souris et de rat. Cet anticorps polyclonal cible l'histone-lysine N-méthyltransférase SMYD1, un répresseur transcriptionnel essentiel à la différenciation des cardiomyocytes et à la morphogenèse cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SMYD1 pAb de lapin
Remarques/Alias	BOP; KMT3D; ZMYND18; ZMYND22; SMYD1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	150572
ID du gène	150572
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NB12
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace