

Smyd4 Lapin Pab - Q8Iyr2

Numéro d'article: CM0022256

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SMYD4 humain (ZMYND21). Convient pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reconnaît le SMYD4 humain et souris. Idéal pour la recherche sur le développement cardiaque et la régulation épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SMYD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZMYND21; SMYD4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	114826
ID de gène	114826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du SMYD4 humain (NP_443160.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IYR2
Poids moléculaire	89kDa
Expédition	Sac de glace