

Anticorps Polyclonal De Lapin Smyd4 Pour Wb - Q8Iyr2

Numéro d'article: CM0029434

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SMYD4, une protéine-lysine N-méthyltransférase impliquée dans le développement cardiaque. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA chez l'Humain, la Souris, le Rat. Idéal pour la recherche épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SMYD4
Remarques/Alias	ZMYND21; SMYD4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	114826
ID du gène	114826
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de SMYD4 humain (NP_443160.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IYR2
Poids protéique	89 kDa
Expédition	Sac de glace