

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snai3 Pour Wb Et Elisa - Q3Knw1

Numéro d'article: CM0022183

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SNAI3 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la répression transcriptionnelle et de la différenciation des myoblastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNAI3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SMUC ; SNAI3 ; ZNF293 ; Zfp293 ; SNAI3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	333929
GeneID	333929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 7-186 de SNAI3 humain (NP_840101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q3KNW1
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace