

Anticorps Monoclonal Lapin Snap25 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P60880

Numéro d'article: CM0008201



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin SNAP25 (P60880) validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît le SNAP25 humain, souris et rat, une protéine t-SNARE impliquée dans la libération des neurotransmetteurs et la fonction synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SNAP25 mAc Lapin
Remarques/Alias	SUP; RIC4; SEC9; SNAP; CMS18; RIC-4; SNAP-25; bA416N4.2; dj1068F16.2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6616
ID de Gène	6616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-206 du SNAP25 humain (NP_001309839.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P60880
Poids Protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace