

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snap91 Pour Wb, Elisa - O60641

Numéro d'article: CM0029399

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin SNAP91 (O60641) est un anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la protéine d'assemblage de l'enveloppe de clathrine AP180 (CALM, AP180) chez l'homme, la souris et le rat. Validé pour WB et ELISA, il aide à la recherche sur le trafic vésiculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SNAP91 Lapin pAb
Remarques/Alias	CALM, AP180, SNAP91
Espèce	Humain
ID de Gène	9892
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 321-600 de SNAP91 humain (NP_001229723.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O60641
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace