

Anticorps Monoclonal Lapin Snrpa1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P09661

Numéro d'article: CM0002593



Introduction

Anticorps monoclonal lapin SNRPA1 (P09661) validé pour WB, IP, IHC-P, ELISA chez l'Homme, la Souris et le Rat. Composant central du U2 snRNP pour l'épissage des pré-ARNm. Idéal pour la recherche en IVD et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-SNRPA1
Remarques / Alias	Lea1; U2A'; SNRPA1
Espèce	Humain
GeneID	6627
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 156 et 255 du SNRPA1 humain (P09661).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09661
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace