

Snrpd2 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62316

Numéro d'article: CM0025197



Introduction

SNRPD2 Lapin pAb est un anticorps polyclonal ciblant le SNRPD2 (Sm-D2) humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNRPD2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SMD2; Sm-D2; SNRPD1; SNRPD2
Espèce	Humain
GeneID	6633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 du SNRPD2 humain (NP_004588.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62316
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace