

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snrpn Pour Wb Et Elisa - P63162

Numéro d'article: CM0020215



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SNRPN validé pour les applications WB et ELISA. Détecte le SNRPN humain, murin et de rat, une protéine nucléaire associée à l'épissage impliquée dans le traitement alternatif de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SNRPN
Remarques/Alias	SMN ; PWCR ; SM-D ; sm-N ; RT-LI ; HCERN3 ; SNRNP-N ; SNURF-SNRPN ; SNRPN
Espèce	Humaine
ID du gène	6638
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 du SNRPN humain (NP_003088.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P63162
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant