

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Snx18 Pour Wb Et Elisa - Q96Rf0

Numéro d'article: CM0015922

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SNX18, validé pour les applications Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'endocytose, le trafic vésiculaire et la dynamique membranaire. Spécificité confirmée par immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SNX18
Remarques/Alias	SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B, SNX18
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	112574
GeneID	112574
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 445-624 de SNX18 humain (NP_001096045.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RF0
Poids protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace