

Anticorps Monoclonal Lapin Snx4 Pour Wb, Ip, Elisa - 095219

Numéro d'article: CM0003658

Introduction

Anticorps monoclonal lapin SNX4 de haute qualité validé pour Western blot, immunoprécipitation et ELISA. Réagit avec le SNX4 humain et de souris, une nexin de tri impliquée dans l'endocytose et l'autophagie. Idéal pour l'étude du trafic intracellulaire et du recyclage des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SNX4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ATG24B; SNX4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	8723
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	095219
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sachet de glace