


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sod3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08294

Numéro d'article: CM0026101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOD3 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la superoxyde dismutase extracellulaire humaine, murine et de rat, une enzyme antioxydante clé. Idéal pour la recherche sur le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOD3 Lapin pAb
Remarques/Alias	EC-SOD; SOD3
Espèce	Humain
GeneID	6649
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 19-160 du SOD3 humain (NP_003093.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08294
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace