


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Le Récepteur De La Somatostatine 2 (Sstr2) - P30874

Numéro d'article: CM0025887



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur de la somatostatine 2 (SSTR2) est adapté pour WB, IHC-P, ELISA ; validé chez l'homme, la souris et le rat. Il reconnaît un RCPG impliqué dans l'inhibition médiée par la somatostatine de la sécrétion hormonale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin contre le récepteur de la somatostatine 2 (SSTR2)
Remarques / Alias	SST2 ; Récepteur de la somatostatine 2 (SSTR2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6752
GeneID	6752
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-369 du récepteur de la somatostatine 2 (SSTR2) humain (NP_001041.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30874
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sachet de glace