

Anticorps Monoclonal De Lapin Sox10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P56693

Numéro d'article: CM0007965

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre le SOX10 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le SOX10 humain, souris, rat (masse moléculaire prédite de 50 kDa). Pour la recherche sur la crête neurale, la myélinisation et le mélanome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX10 mAc Lapin
Remarques/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6663
GeneID	6663
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56693
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace