

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sox10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Numéro d'article: CM0018970

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOX10 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription SOX-10, clé pour le développement glial et la myélinisation. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX10 Lapin pAb
Remarques/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6663
ID de gène	6663
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-360 de SOX10 humain (NP_008872.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56693
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace