

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sox10 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56693

Numéro d'article: CM0030009

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOX10 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le SOX10 humain, souris et rat, un facteur de transcription crucial pour la maturation des oligodendrocytes et la myélinisation. Idéal pour la recherche en neurosciences et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX10 Lapin pAb
Remarques/Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6663
GeneID	6663
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-360 du SOX10 humain (NP_008872.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56693
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace