


## Sox2 Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48431

Numéro d'article: CM0014090



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOX2 validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Conçu pour la recherche sur les cellules souches et la biologie du développement ; réagit avec les protéines SOX2 humaines, murines et de rat.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SOX2 pAb de lapin                                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | ANOP3 ; MCOPS3 ; SOX2                                                                                                                     |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                   |
| GeneID (humain)      | 6657                                                                                                                                      |
| GeneID               | 6657                                                                                                                                      |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de la protéine SOX2 humaine (NP_003097.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                     |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                                                                                                                       |
| SWISS                | P48431                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 34 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                           |