

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sox9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48436

Numéro d'article: CM0022002



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SOX9 validé pour WB, IHC-P et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription SOX9, essentiel à la chondrogenèse et au développement du squelette. Convient à la recherche sur les DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SOX9 pAb de lapin
Remarques/Alias	CMD1 ; SRA1 ; CMPD1 ; SRXX2 ; SRXY10 ; SOX9
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6662
ID du gène	6662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250 à 339 de SOX9 humain (NP_000337.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P48436
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac réfrigérant