

Sp140 Pac Lapin Pour Wb Et Elisa - Q13342

Numéro d'article: CM0018790



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SP140 humain (LYSp100), validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat, détecte la protéine des corps nucléaires de 98kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SP140 pAc Lapin
Remarques/Alias	LYSP100; LYSP100-A; LYSP100-B; SP140
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11262
GeneID	11262
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du SP140 humain (NP_001265380)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q13342
Poids moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace