

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sp4 Pour Wb Et Elisa - Q02446

Numéro d'article: CM0024357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain SP4, validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SP4
Remarques/Alias	HF1B; SPR-1; SP4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6671
GenelD	6671
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-440 de la SP4 humaine (NP_003103.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02446
Poids de la protéine	82 kDa
Expédition	Sac de glace