

Anticorps Polyclonal De Lapin Sparc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09486

Numéro d'article: CM0013153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine SPARC humaine (Ostéonectine, BM-40). Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la matrice extracellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPARC Rabbit pAb
Remarques/Alias	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-303 de la SPARC humaine (NP_003109.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09486
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sachet isotherme