

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spire2 Pour Wb Et Elisa - Q8Wwl2

Numéro d'article: CM0019315



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPIRE2 validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible le facteur de nucléation de l'actine SPIRE2, impliqué dans la dynamique de l'actine, le transport vésiculaire et la réparation des dommages à l'ADN. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPIRE2 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	Spir-2 ; SPIRE2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84501
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 190 de la protéine SPIRE2 humaine (NP_115827.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8WWL2
Poids moléculaire	80 kDa
Expédition	Sac réfrigérant