

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spred1 Pour Wb, Elisa - Q7Z699

Numéro d'article: CM0013625



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPRED1 pour Western Blot (WB) et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Cible la protéine humaine SPRED1, un substrat de tyrosine kinase inhibant l'activation de la MAP kinase, adapté pour la recherche sur la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPRED1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LGSS; NFLS; hSpred1; spread-1; PPP1R147; SPRED1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	161742
GeneID	161742
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-320 de la protéine SPRED1 humaine (NP_689807.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7Z699
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace