


Sptlc2 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - O15270

Numéro d'article: CM0014591



Introduction

SPTLC2 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, ciblant la sérine palmitoyltransférase 2 humaine, murine et de rat, une enzyme clé dans la biosynthèse des sphingolipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPTLC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LCB2; SPT2; HSN1C; LCB2A; NSAN1C; hLCB2a; SPTLC2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9517
ID du gène	9517
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 423-562 de SPTLC2 humain (NP_004854.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15270
Poids moléculaire de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace