

Srbd1 Anticorps Polyclonal De Lapin - Q8N5C6

Numéro d'article: CM0018149

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin SRBD1 de haute qualité validé pour WB et ELISA, ciblant le SRBD1 humain, murin et de rat (UniProt Q8N5C6). Idéal pour la recherche sur la ségrégation des chromosomes, la mitose et la sénescence cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRBD1 Anticorps polyclonal de Lapin
Remarques/Alias	SRBD1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55133
GeneID	55133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-600 du SRBD1 humain (NP_060549.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N5C6
Poids moléculaire protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace