

Srek1 Lapin Pab - Q8Wxa9

Numéro d'article: CM0014238

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre SREK1 validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec SREK1 humain et murin, une protéine régulatrice de l'épissage impliquée dans la régulation de l'épissage alternatif. Adapté à la recherche sur le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SREK1 Lapin pAb
Remarques / Alias	SFRS12; SRrp86; SRrp508; SREK1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	140890
Identifiant du gène	140890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 180 de la protéine SREK1 humaine (NP_631907.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WXA9
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac isothermique