

Pab Lapin Anti-Srsf10 Pour Wb Et Elisa - O75494

Numéro d'article: CM0026573

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine SRSF10 (Serine/arginine-rich splicing factor 10, SRp38). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'Homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'épissage des pré-ARNm, de l'excision alternative d'exons et de la répression de l'épissage régulée par phosphorylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin anti-SRSF10
Remarques / Alias	NSSR, TASR, SRp38, TASR1, TASR2, FUSIP1, FUSIP2, SFRS13, SRp40, SFRS13A, PPP1R149, SRSF10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10772
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 163-262 de la SRSF10 humaine (NP_473357.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75494
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace