

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ssc4D Pour Wb Et Elisa - Q8Wtu2

Numéro d'article: CM0019140

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SSC4D pour WB et ELISA. Détecte la protéine SSC4D humaine, de souris et de rat, un membre sécrété de la superfamille des récepteurs scavenger riches en cystéine. Adapté pour l'étude de son implication dans les processus immunitaires et la protéomique.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	pAb de lapin anti-SSC4D
Remarques / Alias	SRCRB4D, S4D-SRCRB, SRCRB-S4D, SSC4D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	136853
GeneID	136853
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 446-575 de la protéine SSC4D humaine (NP_542782.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTU2
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace