


Anticorps Polyclonal De Lapin Ssh2 Pour Western Blot Et Elisa - Q76I76

Numéro d'article: CM0030831



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine SSH2 humaine. Validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la dynamique de l'actine et de la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SSH2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SSH-2; SSH-2L; SSH2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85464
GeneID	85464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-202 de la SSH2 humaine (NP_203747.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q76I76
Poids moléculaire	158kDa
Expédition	Sac de glace