

Anticorps Polyclonal Lapin St3Gal3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q11203

Numéro d'article: CM0025896

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ST3GAL3, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utile pour étudier la fonction de la sialyltransférase et la glycosylation dans l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ST3GAL3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ST3N; DEE15; MRT12; SIAT6; EIEE15; ST3GALII; ST3GALIII; ST3Gal III; ST3GAL3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6487
ID du gène	6487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-375 de ST3GAL3 humain (NP_006270.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q11203
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace