

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Stat1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P42224

Numéro d'article: CM0013611



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant STAT1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la signalisation de l'interféron, la régulation de la transcription et la recherche antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6772
ID de gène	6772
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 650-750 de STAT1 humain (NP_009330.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42224
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace