

Stat3 Pac Lapin Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P40763

Numéro d'article: CM0015936



Introduction

Le pAc Lapin STAT3 (P40763) est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Il cible le transducteur de signal et l'activateur de transcription 3, idéal pour la recherche sur la signalisation des cytokines et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	STAT3 pAc Lapin
Remarques/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6774
GeneID	6774
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 600-700 du STAT3 humain (NP_003141.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40763
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace