


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Stat5 Pour Wb Et Elisa - P42229/P51692

Numéro d'article: CM0012527



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-STAT5 de haute qualité pour le Western blot et l'ELISA, reconnaissant le STAT5A/B humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des cytokines, de la régulation transcriptionnelle et de la biologie de la lactation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-STAT5
Remarques/Alias	MGF ; STAT5
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6776/6777
ID du gène	6776/6777
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-786 du STAT5 humain (P42229)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P42229/P51692
Poids moléculaire de la protéine	90 kDa
Expédition	Sac réfrigérant